


Notrufarmband Ellipse für Mini/Flex



1. LED-Anzeige
2. Alarmknopf

Inbetriebnahme

Schritt 1: Halten Sie den Alarmknopf am neuen Notrufarmband für ca. 20 Sekunden gedrückt. Sobald die LED-Anzeige 3 Mal blinkt, ist die automatische Batterieüberwachung aktiviert.

Schritt 2: Drücken Sie für ca. 8 Sekunden den Alarmknopf am Mini/Flex.

Schritt 3: Drücken Sie den Alarmknopf am neuen Notrufarmband sowie an allfällig bestehenden Notrufarmbändern oder Fallsensoren, bis der Mini/Flex einen Bestätigungston abgibt.

Schritt 4: Drücken Sie nochmals kurz den Alarmknopf am Mini/Flex, bis dieser 2 Mal piept. Das neue Notrufarmband und allfällig bestehende Notrufarmbänder oder Fallsensoren sind nun mit dem Mini/Flex verbunden.

Schritt 5: Testen Sie alle angeschlossenen Notrufarmbänder und Fallsensoren mit einem Probealarm.

Reichweite testen

Lösen Sie aus verschiedenen Entfernungen zum Mini/Flex einen Probealarm aus, um die Reichweite des neuen Notrufarmbands zu testen. Drücken Sie dazu den Alarmknopf des Notrufarmbands für 2 Sekunden, bis der Mini/Flex einen Alarm auslöst.

Tipp: Es wird ein richtiger Alarm ausgelöst. Informieren Sie idealerweise Ihre Kontakte im Vorfeld über den Probealarm.

Alarm auslösen

Drücken Sie den Alarmknopf des Notrufarmbands für 2 Sekunden. Die LED-Anzeige leuchtet rot, und der Alarm wird ausgelöst. Ein ausgelöster Alarm kann nicht mehr gestoppt werden.

Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Gespräche oder ausgelöste Alarme an.

Batterielaufzeit

Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre. Sobald die Batterie des Notrufarmbands leer ist, löst der Mini/Flex einen technischen Alarm aus.


Hinweis

Sie können bis maximal 5 Notrufarmbänder oder Fallsensoren an Ihren Mini/Flex anschliessen. Der Anschluss anderer SmartLife Care-Zusatzgeräte ist nicht möglich. Das Notrufarmband ist vollständig wasserdicht und lässt sich auch um den Hals tragen. Dazu darf ausschliesslich die beigelegte Kordel verwendet werden. Aus funktionalen Gründen ist es zudem nicht erlaubt, einen Knoten in die Kordel zu machen.

Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihr neues Notrufarmband sowie allfällig bestehende Notrufarmbänder oder Fallsensoren auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren Sie im Ernstfall automatisch richtig.

Bracelet d'alarme Ellipse pour Mini/Flex



1. Affichage LED
2. Bouton d'alarme

Mise en service

Etape 1: appuyez sur le bouton d'alarme du nouveau bracelet d'alarme pendant env. 20 secondes. Dès que l'affichage LED clignote 3 fois, la surveillance automatique de la batterie est activée.

Etape 2: appuyez pendant env. 8 secondes sur le bouton d'alarme du Mini/Flex.

Etape 3: appuyez sur le bouton d'alarme du nouveau bracelet d'alarme ainsi que de tous les bracelets d'alarme ou détecteurs de chute déjà existants, jusqu'à ce que le Mini/Flex émette un bip de confirmation.

Etape 4: appuyez encore une fois brièvement sur le bouton d'alarme du Mini/Flex, jusqu'à ce qu'il émette deux bips. Le nouveau bracelet d'alarme ainsi que les bracelets d'alarme ou détecteurs de chute existants sont désormais connectés avec le Mini/Flex.

Etape 5: testez tous les bracelets d'alarme et détecteurs de chute connectés en déclenchant une alarme d'essai.

Tester la portée

Déclenchez une alarme d'essai à différentes distances du Mini/Flex, afin de tester la portée du nouveau bracelet d'alarme. Pour cela, appuyez env. 2 secondes sur le bouton d'alarme, jusqu'à ce que le Mini/Flex déclenche une alarme.

Conseil: un test d'alarme déclenche une véritable alarme. Il est donc recommandé d'avertir au préalable vos contacts de l'essai.

Déclenchement de l'alarme

Si vous appuyez sur le bouton d'alarme pendant env. 2 secondes, l'affichage LED s'allume en rouge et une alarme est déclenchée. Elle ne peut plus être arrêtée.

Il n'y a pas de surcoût pour les conversations ou les alarmes déclenchées.

Autonomie de la batterie

La durée de vie de la batterie est d'env. 5 ans. Dès que la batterie du bracelet d'alarme est vide, le Mini/Flex déclenche une alarme technique.


Remarque

Vous pouvez connecter jusqu'à 5 bracelets d'alarme ou détecteurs de chute à votre Mini/Flex. La connexion d'autres appareils SmartLife Care supplémentaires n'est pas possible. Le bracelet d'alarme est entièrement étanche et peut aussi être porté autour du cou. A cet effet, utiliser exclusivement le cordon fourni. Pour des raisons liées au bon fonctionnement, il n'est pas permis de faire des nœuds avec le cordon.

Toujours prêt en toute situation

Testez régulièrement votre nouveau bracelet d'alarme et les bracelets d'alarme ou détecteurs de chute existants, même après la mise en service. Ainsi, vous aurez automatiquement la bonne réaction en cas d'urgence.

Braccialetto salvavita Ellipse per Mini/Flex



1. Spia LED
2. Tasto di allarme

Messa in funzione

Fase 1: tenere premuto per circa 20 secondi il tasto di allarme del nuovo braccialetto salvavita. Quando la spia LED lampeggia 3 volte, significa che il controllo automatico della batteria è attivo.

Fase 2: tenere premuto il tasto di allarme su Mini/Flex per circa 8 secondi.

Fase 3: premere il tasto di allarme sul nuovo braccialetto salvavita così come sui braccialetti salvavita e sensori di caduta già esistenti finché Mini/Flex non emetterà un segnale acustico di conferma.

Fase 4: premere ancora brevemente il tasto di allarme su Mini/Flex finché non emetterà 2 segnali acustici. A questo punto il nuovo braccialetto salvavita così come gli altri braccialetti salvavita o sensori di caduta già esistenti sono collegati a Mini/Flex.

Passo 5: testare tutti i braccialetti salvavita e sensori di caduta collegati con un allarme di prova.

Controllo della portata

Inviare un allarme di prova tramite Mini/Flex da diverse distanze, per verificare la portata del nuovo braccialetto salvavita. Per effettuare il controllo premere per circa 2 secondi il tasto di allarme del braccialetto salvavita fino a quando Mini/Flex attiva l'allarme.

Suggerimento: questa operazione invierà un vero e proprio allarme. Vi consigliamo quindi di avvisare anticipatamente i vostri contatti che state effettuando una prova.

Invio dell'allarme

Mantenendo premuto il tasto di allarme per circa 2 secondi, la spia LED diventa di colore rosso e viene inviato l'allarme. Una volta inviato, l'allarme non può più essere annullato.

Non sono previsti costi aggiuntivi per le telefonate o per gli allarmi lanciati.

Autonomia della batteria

La batteria ha un'autonomia di circa 5 anni. Quando la batteria del braccialetto salvavita è scarica, Mini/Flex fa scattare un allarme tecnico.

Nota

Si possono collegare al massimo 5 braccialetti salvavita o sensori di caduta al proprio Mini/Flex. Non si possono collegare altri apparecchi SmartLife Care. Il braccialetto salvavita è completamente impermeabile e può essere indossato anche intorno al collo. Per farlo è sufficiente utilizzare il cordino fornito in dotazione. Si ricorda che per motivi funzionali non è consentito fare un nodo al cordino.

Sempre pronti per ogni evenienza

Controllare periodicamente il funzionamento del nuovo braccialetto salvavita e degli altri braccialetti salvavita o sensori di caduta già esistenti anche dopo la messa in funzione. In questo modo quando serve si avrà la certezza che il dispositivo funzioni correttamente in modo automatico.